

Dispositivo de agarre Raptor™



Ofrece la precisión y la fuerza necesarias durante la recuperación de cuerpos extraños...

El dispositivo de agarre desechable Raptor™ ofrece la versatilidad necesaria para la recuperación de una variedad de cuerpos extraños y stents.

El dispositivo Raptor™ cuenta con...

- *diseño de un solo uso* – elimina el reprocesamiento y asegura que el dispositivo se desempeñe igual cada vez que se utiliza
- *configuración de mandíbula híbrida* – combina capacidades de dientes de cocodrilo y de rata en un solo dispositivo, aumentando la capacidad de agarre para una sujeción más fuerte
- *catéter distal flexible* – opera en posición de retroflexión y en endoscopios de visión lateral

aguja

imperdible

stent biliar

Para obtener más información sobre el dispositivo de agarre Raptor™, póngase en contacto con US Endoscopy hoy.

Número del producto	Diámetro de la funda (mm)	Longitud (cm)	Estéril	Unidades por caja
00711177	2,4	230	sí	5

Distribuido por:

US endoscopy

*listening...and delivering solutions**

5976 Heisley Road
Mentor, OH 44060 EE.UU.

teléfono +1 440 / 639.4494

fax +1 440 / 639.4495

correo electrónico global@usendoscopy.com

www.usendoscopy.com

760750 Rev. C